

# 4DUmbilical®

Siatka przepuklinowa kompozytowa, częściowo wchłanialna. Siatka do zaopatrywania przepuklin pępkowych z dostępu zewnątrzotrzewnowego.

## CECHY KLUCZOWE

Siatka składa się w 40% z włókien polipropylenowych (PP) oraz w 60% z wchłanialnych włókien kwasu poli-L-mlekowego (PLLA).

Gramatura siatki przed implantacją wynosi 155m<sup>2</sup>. Gramatura siatki po absorpcji składnika wchłanialnego 60g/m<sup>2</sup>. Grubość siatki 0,9mm. Wielkość porów 1,5x4,85mm. Wytrzymałość na rozciąganie 52N/m.


Siatka dostępna w czterech rozmiarach:

	Nr katalogowy	Rozmiar (cm)
<b>ZEWNĄTRZOTRZEWNOWE</b>		
	4DVENT05RO	Ø 5
	4DVENT07RO	Ø 7
	4DVENT09RO	Ø 9
	4DVENT12RO	Ø 12

### > MATERIAŁ

#### Siatka:

- 60% PLLA (Kwas poli-L-mlekowy) - wchłanialny
- 40% polipropylen - niewchłanialny



**UNIPROMED**  
sp. z o.o.

#### Kontakt:

tel: 881 936 109  
tel: 693 451 015  
ul. Wyrzyska 28/1  
02-455 Warszawa

[www.unipromed.pl](http://www.unipromed.pl)  
pawel.matraszek@unipromed.pl  
elzbieta.wegrzyn@unipromed.pl

CE  
0120

