

4DVentral®




Siatka przepuklinowa kompozytowa, częściowo wchłanialna. Siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych z dostępu zewnątrzotrzewnowego.

CECHY KLUCZOWE

Siatka składa się w 40% z włókien polipropylenowych (PP) oraz w 60% z wchłanialnych włókien kwasu poli-L-mlekowego (PLLA). Siatka posiada znacznik ułatwiający implantację.

Gramatura siatki przed implantacją wynosi 155g/m². Gramatura siatki po absorpcji składnika wchłanialnego 60g/m². Grubość siatki 0,9mm. Wielkość porów 1,5x4,85mm. Wytrzymałość na rozciąganie 52N/m.

Siatka dostępna w rozmiarach:

	Nr katalogowy	Rozmiar (cm)
WEWNĄTRZOTRZEWNOWE		
	FBIO T1 1515	15 x 15
	FBIO T1 2020	20 x 20
	FBIO T1 3030	30 x 30
	FBIO T1 3050	30 x 50
	FBIO T1 1015	10 x 15
	FBIO T1 1520	15 x 20
	FBIO T1 2025	20 x 25
	FBIO T1 R12 X	Ø 12

> MATERIAŁ

Siatka:

- 60% PLLA (Kwas poli-L-mlekowy) - wchłanialny
- 40% polipropylen - niewchłanialny



UNIPROMED
sp. z o.o.

Kontakt:

tel: 881 936 109
tel: 693 451 015
ul. Wyrzyska 28/1
02-455 Warszawa

www.unipromed.pl
pawel.matraszek@unipromed.pl
elzbieta.wegrzyn@unipromed.pl

CE
0120

