

Biomesh P1®

Siatka przepuklinowa przeznaczona do zewnątrzotrzewnowych metod leczenia przepuklin brzusznych oraz pachwinowych metodą klasyczną i laparoskopową.

Siatka makroporowa, monofilamentowa, polipropylenowa, biokompatybilna, niewchłaniałna. Siatka do zaopatrywania przepuklin pachwinowych metodą klasyczną dostępna w modelu pre-cut - wstępnie przycięta z otworem na powrózek nasienny oraz w modelu klasycznym - prostokątnym. Siatka do zaopatrywania przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową dostępna w kształcie dopasowanym do kanału pachwiny, ze znacznikiem ułatwiającym implementację oraz w kształcie prostokąta.

Siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych metodą laparoskopową - siatka prostokątna. Gramatura siatki 100g/m². Grubość siatki 0,45mm. Wielkość porów 1x0,6mm. Wytrzymałość na rozciąganie 85N/m. Dostępne w rozmiarach:



	Nr katalogowy	Rozmiar (cm)	
PACHWINOWE	LICHTENSTEIN		
	Precut / Prédécoupé	FBIO P1 6011	6 x 11
		FBIO P1 6135	6 x 13
		FBIO P1 7515	7 x 15
		FBIO P1 T510	5 x 10
		FBIO P1 0510	5 x 10
		FBIO P1 0611	6 x 11
		FBIO P1 0715	7 x 15
	VCB P1 6011X	6 x 11 (10/box)	
	BRZUSZNE	ZEWNĄTRZOTRZEWNOWE	
		FBIO P1 3DSR	10,5 x 14
		FBIO P1 3DSL	10,5 x 14
		FBIO P1 3DMR	12 x 15
		FBIO P1 3DML	12 x 15
		FBIO P1 3DLR	12 x 17
		FBIO P1 3DLL	12 x 17
		FBIO P1 1015	10 x 15
		FBIO P1 1515	15 x 15
		VCB P1 1515X	15 x 15 (10/box)
	XBIO P1 1515	15 x 15 (10/box)	
BRZUSZNE	ZEWNĄTRZOTRZEWNOWE		
		FBIO P1 1015	10 x 15
		FBIO P1 1515	15 x 15
		FBIO P1 1530*	15 x 30
		FBIO P1 2536	25 x 36
		FBIO P1 3030	30 x 30
		FBIO P1 4545*	45 x 45
		VBIO P1 3030	30 x 30 (5/box)
		VCB P1 1515X	15 x 15 (10/box)
		XBIO P1 1515	15 x 15 (10/box)

UNIPROMED
sp. z o.o.

Kontakt:
tel: 881 936 109
tel: 693 451 015
ul. Wyrzyska 28/1
02-455 Warszawa

www.unipromed.pl
pawel.matraszek@unipromed.pl
elzbieta.wegrzyn@unipromed.pl

CE
0120

