


GASTRYCZNA  
SONDA  
KALIBRUJĄCA

# KALIBRUJĄCA SONDA GASTRYCZNA RĘKAWOWA RESEKCJA ŻOŁĄDKA/ GASTRIC BYPASS



Cztery podłużne otwory znajdujące się w dystalnym odcinku sondy pozwalają na wyrównanie ciśnienia.




Markery pozwalają na precyzyjne określenie położenia sondy.



Sonda dostępna z balonem lub bez.

## CECHY PRODUKTU

- Wykonana z medycznego silikonu
- Optymalna sztywność sondy
- Markery od 20 do 70 cm
- Dostępna z balonem lub bez
- Rozmiar sondy 38 French (3FR to 1mm)



Nr katalogowy	Średnica	Długość	Balon
<b>GCT90038B</b>	38FR	90 cm	-
<b>GCT90038C</b>	38FR	90 cm	X
<b>GCT90036B</b>	36FR	90cm	-

**UNIPROMED**  
sp. z o.o.



ul. Wyrzyska 28/1, 02-455 Warszawa



NIP: 522 324 04 94



881 936 109

pawel.matraszek@unipromed.pl



693 451 015

elzbieta.wegrzyn@unipromed.pl